




SPARKLE



Οδηγίες Χρήσης Οδοντόβουρτσας:

- 1** Πιέστε το κουμπί (A) για να ανάψει η λυχνία ένδειξης (B) της υπολειπόμενης μπαταρίας
- 2** Τοποθετήστε βρεγμένο το δάκτυλό σας στο ανοξείδωτο σημείο
- 3** Ανταλλακτικό κεφαλής οδοντόβουρτσας. Αντικατάσταση κάθε 3 μήνες.



Οδηγίες Τοποθέτησης Ανταλλακτικού:

- 1** Ανταλλακτικό κεφαλής οδοντόβουρτσας. Αφαιρέστε την παλιά κεφαλή & τοποθετήστε τη νέα.
- 2** Κουμπιώστε κατάλληλα. Αντικατάσταση κάθε 3 μήνες.



Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδας: Distribrands A.E., Λ. Λαυρίου 83-85, Γλυκά Νερά,
Τηλ.: (+30) 210 8067 190, e-mail: info@distribrands.gr, www.distribrands.gr

Μηδέν Πλάκα



Με τη Δύναμη
των Ιόντων

*“Αφαιρεί απαλά τους λεκέδες
και την πλάκα, χωρίς να βλάπτει
το σμάλτο των δοντιών”*

*Ορατά αποτελέσματα
από την πρώτη
εφαρμογή*

*“Καθαρίζει σε βάθος
τα δόντια και μειώνει
αποτελεσματικά
τη δυσοσμία, προσφέροντας
δροσερή αναπνοή”*

SPARKLE

Ιοντική Οδοντόβουρτσα “Sparkle”



**“Αφαιρεί την πλάκα,
προσφέρει δροσερή
αναπνοή”**

- Αφαιρεί απαλά τους λεκέδες και την πλάκα, χωρίς να βλάπτει το σμάλτο των δοντιών
- Μειώνει αποτελεσματικά τη δυσσομία, χαρίζοντας μία δροσερή αναπνοή
- Μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης κοιλοτήτων και ασθενειών των ούλων

Οι τρίχες “microfine” είναι απαλές και κατάλληλα διαμορφωμένες, επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση σε μικρές ρωγμές μεταξύ των δοντιών και των ούλων

Ανταλλακτικά Ιοντικής Οδοντόβουρτσας “Sparkle”



**Βουρτσάκι με ειδικά
σχεδιασμένες μικρές
και λεπτές τρίχες
οι οποίες:**

- Μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ρωγμές μεταξύ δοντιών και ούλων
- Μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης κοιλοτήτων και παθήσεων των ούλων

ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΑΚΑΣ

**Αφαιρεί την πλάκα,
μειώνει τη δυσσομία
της αναπνοής**

Πως λειτουργεί η Ιοντική Οδοντόβουρτσα “Sparkle”:

Η πλάκα προκαλείται από τη συσσώρευση βακτηρίων και ζάχαρης στην επιφάνεια ενός δοντιού. Χωρίς τον κατάλληλο καθαρισμό, αυτή η συσσώρευση σχηματίζει ένα στρώμα πλάκας στην επιφάνεια του δοντιού.



Αποτέλεσμα:
Λευκά, Υγιή Δόντια

Η ιοντική οδοντόβουρτσα “Sparkle” απελευθερώνει αρνητικά ιόντα τα οποία έλκουν την πλάκα και την πέτρα ανάμεσα στα δόντια και στις επικλίσεις των δοντιών. Η μείωση της συσσώρευσης βακτηριδίων προωθεί τα καθαρότερα, πιο λευκά δόντια, τα πιο υγιή ούλα και μειώνει τη δυσσομία της αναπνοής.

Ποιος πρέπει να την χρησιμοποιεί;

- Κατάλληλα για άτομα όλων των φύλων και ηλικιών
- Όσοι θέλουν να απαλλαγούν από την πλάκα
- Όσοι πάσχουν από φλεγμονή των ούλων
- Όσοι θέλουν να απαλλαγούν από τους κίτρινους λεκέδες που προκαλούνται από την κατανάλωση τσαγιού και καφέ
- Όσοι θέλουν να απαλλαγούν από τις χρωστικές ουσίες των αναψυκτικών, του κρασιού κ.ά.
- Όσοι υποφέρουν από κακή αναπνοή
- Όσοι φορούν σιδεράκια



Πιστοποιημένη από τον Ισπανικό
Σύλλογο Οδοντιάτρων ότι μειώνει
αποτελεσματικά την πλάκα



No.1
σε πωλήσεις

